



VACUETTE® QUICKSHIELD

Camicia di sicurezza
Istruzioni per l'uso



Applicazione: La camicia di sicurezza VACUETTE® QUICKSHIELD dovrebbe essere utilizzata per il prelievo di sangue solo in combinazione con gli aghi VACUETTE® (per esempio VISIO PLUS). In combinazione con le provette VACUETTE® questo prodotto è concepito quale sistema monouso per il prelievo di sangue venoso. Il prodotto deve essere impiegato solo da parte di personale accuratamente formato in base alle presenti istruzioni per l'uso.

Descrizione del prodotto: La camicia di sicurezza VACUETTE® QUICKSHIELD è un prodotto monouso fabbricato in materiale plastico. La camicia di sicurezza VACUETTE® QUICKSHIELD è provvista di uno schermo di sicurezza che potrà essere attivato direttamente dopo il prelievo per inguainare l'ago usato in modo irreversibile. Questo dispositivo contribuisce in modo essenziale a proteggere l'utente da lesioni dovute a punture accidentali.

Indicazioni riguardanti la sicurezza e avvertimenti

Indicazioni riguardanti la sicurezza

Controllare la camicia di sicurezza VACUETTE® QUICKSHIELD prima dell'uso. Non utilizzare delle camicie di sicurezza VACUETTE® QUICKSHIELD che presentino dei difetti! Ogni camicia di sicurezza VACUETTE® QUICKSHIELD contaminata con sangue va considerata pericolosa e deve essere immediatamente eliminata. Non incappucciare gli aghi! Dopo il prelievo eliminare l'ago usato insieme alla camicia di sicurezza VACUETTE® QUICKSHIELD negli appositi contenitori conformemente alle disposizioni di sicurezza previste. Durante e dopo l'intero procedimento di prelievo di sangue mantenere le mani dietro l'ago.

Avvertimenti

1. La manipolazione di campioni biologici e degli accessori per il prelievo di sangue (p.es. lancette pungidito, aghi, adattatori Luer e kit per il prelievo di sangue) deve essere effettuata osservando e rispettando le disposizioni d'igiene e di sicurezza rispettivamente valide e in vigore.
2. In caso di esposizione a campioni di natura biologica e di un conseguente rischio di infezione, si raccomanda una immediata consultazione medica. HBV, HCV, HIV e altre malattie infettive potranno essere trasmesse mediante contatto con campioni di natura biologica.
3. Per l'eliminazione delle camicie di sicurezza VACUETTE® QUICKSHIELD che hanno su di esse l'ago avvitato per il prelievo di sangue si dovranno utilizzare gli appositi contenitori di eliminazione del materiale usato.
4. Durante il prelievo di sangue portare dei guanti per minimizzare il pericolo di entrare in contatto con il sangue.

NOTA: La camicia di sicurezza VACUETTE® QUICKSHIELD è concepita in modo ottimale per l'uso in combinazione con gli aghi VACUETTE® per il prelievo di sangue della Greiner Bio-One (con la punta dell'ago orientata) (tranne 18G). L'uso di aghi di altri produttori è soggetto alla responsabilità dell'utente.

CONSERVAZIONE

Temperatura raccomandata per l'immagazzinaggio: 4–36°C (40–97° F).


NOTA: Evitare l'esposizione diretta al sole. Il superamento della temperatura massima raccomandata per l'immagazzinaggio potrà compromettere la qualità delle camicie.

Prelievo di campioni e manipolazione


LEGGERE LE SEGUENTI INFORMAZIONI PRIMA DI EFFETTUARE IL PRELIEVO DI SANGUE.

PER MINIMIZZARE IL PERICOLO DI VENIRE A CONTATTO CON IL SANGUE: PORTARE DEI GUANTI DURANTE IL PRELIEVO DI SANGUE E DURANTE TUTTE LE ATTIVITÀ SVOLTE CON LE PROVETTE DA PRELIEVO!

1. Togliere la parte grigia del tappo di protezione dell'ago.
NOTA: L'etichetta perforata serve oltre a facilitarne l'identificazione anche quale indicatore della sterilità e dell'integrità (buono stato) del prodotto. In caso di imballaggi già aperti o danneggiati scartare l'ago e utilizzarne uno intatto.



2. Avvitare l'ago in modo dritto sulla camicia di sicurezza VACUETTE® QUICKSHIELD. Assicurarsi che l'ago sia fermo e che non si possa muovere durante l'uso.



NOTA: Avvitare in modo obliquo l'ago può danneggiare la filettatura dell'ago e della camicia di sicurezza VACUETTE® QUICKSHIELD. L'ago si potrebbe allentare durante il prelievo di sangue.

NOTA: Non piegare gli aghi e non utilizzare la camicia di sicurezza VACUETTE® QUICKSHIELD in caso di aghi storti.

3. Scegliere il sito di puntura. Applicare il laccio emostatico (mass. 1 minuto) e disinfettare il sito di puntura. **NON PALPARE MANUALMENTE DOPO LA DISINFEZIONE!**

4. Tenere il braccio del paziente in modo obliquo rivolto verso il basso. Togliere il tappo di protezione dell'ago. Eseguire la puntura venosa sul paziente, a braccio disteso verso il basso e con il tappo della provetta rivolta verso l'alto.

5. Spingere la provetta nella camicia di sicurezza VACUETTE® QUICKSHIELD finché l'ago penetri la parte di gomma del tappo. Assicurarsi di penetrare il tappo di gomma della provetta al centro per evitare la fuoriuscita di sangue e una precoce perdita del vuoto.
6. ALLENTARE IL LACCIO EMOSTATICO NEL MOMENTO IN CUI SI VEDE DEL SANGUE NELLA PROVETTA. IL CAMPIONE DI SANGUE NON DOVREBBE VENIRE A CONTATTO CON IL TAPPO DI GOMMA DELLA PROVETTA DURANTE IL PRELIEVO. Ciò significa che non si deve posizionare per nessun motivo la provetta in modo rovesciato. Reggere la provetta in posizione utilizzando il pollice finché sarà completamente riempita.



NOTA: A volte del sangue può fuoriuscire dalla valvola di protezione in gomma. Si consiglia di rispettare le direttive di sicurezza previste per poter minimizzare il pericolo di contatto con materiale potenzialmente infetto.




7. Inserire le provette successive nella camicia. Assicurarsi che il contenuto della provetta non tocchi il tappo oppure l'estremità dell'ago durante il prelievo.
8. Quando si blocca il flusso di sangue all'ultima provetta estrarre con precauzione l'ago dalla vena. Esercitare una lieve pressione con un tampone asciutto e sterile sulla sede di puntura finché si arresta l'emorragia. Appena inizia la coagulazione applicare un cerotto e in caso di necessità una fasciatura. **NON INCAPPUCCIARE!** Incappucciare l'ago equivale ad aumentare il rischio di una lesione da puntura con l'ago.

NOTA: Dopo il prelievo nella conca del tappo si può trovare del sangue residuo. Adoperare le misure appropriate per evitare qualsiasi contatto diretto con questo sangue manipolando le provette. Qualsiasi camicia di sicurezza VACUETTE® QUICKSHIELD contaminata con sangue va considerata pericolosa e dovrà essere eliminata immediatamente.

Attivazione dello schermo di sicurezza

Appena prelevata l'ultima provetta, estrarre l'ago dalla vena. Immediatamente dopo tale operazione si dovrebbe procedere come segue per attivare lo schermo di sicurezza evitando a questo modo delle lesioni da puntura con l'ago.

1. Appoggiando lo schermo di protezione su una superficie stabile si potrà attivare in modo sicuro il meccanismo di sicurezza. E' anche possibile attivare il meccanismo tramite il pollice. In questo caso il pollice dovrebbe sempre rimanere dietro lo schermo di protezione. Basterà esercitare una leggera pressione verso il basso per far scattare il meccanismo di sicurezza. (vedasi ill. A)
2. Se si sente in modo chiaro un "clac" questo indica che lo schermo di sicurezza è stato attivato in modo completo e corretto. A questo modo si potrà quasi escludere il rischio di una lesione da puntura con l'ago. (vedasi ill. B)



3. Eliminare la camicia di sicurezza VACUETTE® QUICKSHIELD usata insieme all'ago infilandoli nell'apposito contenitore di eliminazione di materiale usato. (vedasi ill. C)

Eliminazione

Si consiglia di osservare e di rispettare le Direttive Generali riguardanti l'igiene e le disposizioni di legge riguardanti l'eliminazione di materiale infetto.

L'uso di guanti riduce il rischio di infezioni.

Le camicie di sicurezza VACUETTE® QUICKSHIELD contaminate devono essere raccolte in contenitori appropriati di smaltimento per materiale potenzialmente infetto. L'eliminazione avviene generalmente negli appositi inceneritori oppure per mezzo di trattamento in autoclave (sterilizzazione a vapore).

Contrassegni sulle etichette dei prodotti

	Ref. Codice
	LOT Numero di lotto: numero di batch
	Data di scadenza. Usare sino alla fine del mese indicato
	STERILIZAZIONE Sterilizzazione mediante irradiazione
	Non riutilizzare (monouso)
	Leggere le istruzioni per l'uso
	IVD Per uso Diagnostico In Vitro (IVD)
	Prodotto da



greiner bio-one

Headquarter: Greiner Bio-One GmbH, 4550 Kremsmünster, Austria Tel: (+43) 07583/6791, Fax: (+43) 07583/6318
www.gbo.com / office@at.gbo.com