



VACUETTE®

Blutentnahmezubehör

Unsere Innovationen
für Ihre Sicherheit



Röhrchenhalter

Röhrchenhalter sollten ausschließlich mit **VACUETTE®** Blutentnahmekanülen oder **VACUETTE®** VISIO PLUS Kanülen verwendet werden, da diese Zubehörteile optimal aufeinander abgestimmt sind. Die Verwendung der Produkte mit Kanülen anderer Hersteller obliegt ausschließlich der Verantwortung des Anwenders.

Art. Nr.	Beschreibung	Verpackung	
		Innen	Außen
Standardröhrchenhalter			
450201	Standardröhrchenhalter (kurze Version)	10 Stk.	1200 Stk.
450208	Standardröhrchenhalter (kurze Version)	200 Stk.	2000 Stk.
450209	Standardröhrchenhalter (kurze Version)	100 Stk.	2000 Stk.
450213	Standardröhrchenhalter (lange Version)	10 Stk.	1000 Stk.
450219	Standardröhrchenhalter (lange Version)	100 Stk.	1000 Stk.
Speedy Röhrchenhalter			
450212	Speedy Röhrchenhalter	10 Stk.	1000 Stk.
HOLDEX® Einweghalter (steril)			
450216	Plastic Cannula HOLDEX®	1 Stk.	1000 Stk.
450263	HOLDEX® Einweghalter PP	100 Stk.	800 Stk.
Bluttransfereinheit (steril)			
450225	Bluttransfereinheit PP	100 Stk.	800 Stk.
Snappy Röhrchenhalter			
450227	Snappy Röhrchenhalter	100 Stk.	2000 Stk.
Blutkulturhalter			
450181	Blutkulturhalter, nicht steril	40 Stk.	320 Stk.



Sicherheitsröhrchenhalter

Der **VACUETTE®** QUICKSHIELD Sicherheitsröhrchenhalter mit Schutzkappe eignet sich durch besonders einfache Handhabung für die tägliche Blutentnahmeroutine. Komfort und Sicherheit kennzeichnen den **VACUETTE®** TIPGUARD Sicherheitsröhrchenhalter, der durch Auslösen des Federmechanismus mittels Druck auf die beiden blauen Knöpfe in der Vene aktiviert wird. Die Kanüle wird dabei automatisch in den Halter gezogen, wo sie für die Entsorgung verletzungssicher im Halter verwahrt bleibt. Die Halter sollten ausschließlich mit **VACUETTE®** Kanülen verwendet werden.


Art. Nr.	Beschreibung	Verpackung	
		Innen	Außen
VACUETTE® TIPGUARD Sicherheitsröhrchenhalter			
450240	VACUETTE® TIPGUARD Sicherheitsröhrchenhalter	60 Stk.	480 Stk.
VACUETTE® QUICKSHIELD Sicherheitsröhrchenhalter			
450230	VACUETTE® QUICKSHIELD Sicherheitsröhrchenhalter	50 Stk.	1000 Stk.
450238	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete 21G x 1", steril Sicherheitsröhrchenhalter & VACUETTE® Mehrfachentnahmekanülen Kombiprodukt	30 Stk.	300 Stk.
450237	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete 21G x 1 1/2", steril Sicherheitsröhrchenhalter & VACUETTE® Mehrfachentnahmekanülen Kombiprodukt	30 Stk.	300 Stk.
450234	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete 22G x 1", steril Sicherheitsröhrchenhalter & VACUETTE® Mehrfachentnahmekanülen Kombiprodukt	30 Stk.	300 Stk.
450206	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete 22G x 1 1/2", steril Sicherheitsröhrchenhalter & VACUETTE® Mehrfachentnahmekanülen Kombiprodukt	30 Stk.	300 Stk.
450235	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS 21G x 1", steril Sicherheitsröhrchenhalter & VACUETTE® VISIO PLUS Kanülen Kombiprodukt	30 Stk.	300 Stk.
450239	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS 21G x 1 1/2", steril Sicherheitsröhrchenhalter & VACUETTE® VISIO PLUS Kanülen Kombiprodukt	30 Stk.	300 Stk.
450226	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS 22G x 1", steril Sicherheitsröhrchenhalter & VACUETTE® VISIO PLUS Kanülen Kombiprodukt	30 Stk.	300 Stk.
450228	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS 22G x 1 1/2", steril Sicherheitsröhrchenhalter & VACUETTE® VISIO PLUS Kanülen Kombiprodukt	30 Stk.	300 Stk.



Blutentnahmesets

Diese Produkte kommen unter anderem in der Pädiatrie bzw. bei Patienten mit schwierigen Venenverhältnissen zur Anwendung. **VACUETTE®** Blutentnahmesets werden in unterschiedlichen Schlauchlängen bzw. Nadelstärken angeboten. Wahlweise gibt es die Produkte auch fix und fertig vormontiert mit Luer-Adapter bzw. Luer-Adapter und Röhrchenhalter sowie eine Version mit vormontiertem Halter für die Entnahme von Blutkulturen.


Art. Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackung	
			Innen	Außen
Blutentnahmesets (steril)				
450059	Blutentnahmeset	21G x 3/4" Schlauchlänge: 10cm	50 Stk.	1000 Stk.
450153	Blutentnahmeset	21G x 3/4" Schlauchlänge: 19cm	50 Stk.	1000 Stk.
450155	Blutentnahmeset	23G x 3/4" Schlauchlänge: 19cm	50 Stk.	1000 Stk.
Blutentnahmesets + Luer-Adapter (steril)				
450064	Blutentnahmeset + Luer-Adapter	21G x 3/4" Schlauchlänge: 10cm	50 Stk.	1000 Stk.
450065	Blutentnahmeset + Luer-Adapter	21G x 3/4" Schlauchlänge: 30cm	50 Stk.	1000 Stk.
450066	Blutentnahmeset + Luer-Adapter	21G x 3/4" Schlauchlänge: 19cm	50 Stk.	1000 Stk.
450089	Blutentnahmeset + Luer-Adapter	23G x 3/4" Schlauchlänge: 19cm	50 Stk.	1000 Stk.
450159	Blutentnahmeset + Luer-Adapter	23G x 3/4" Schlauchlänge: 30cm	50 Stk.	1000 Stk.
Blutentnahmesets + Halter (steril)				
450371	Blutentnahmeset + Halter	21G x 3/4" Schlauchlänge: 19cm	24 Stk.	240 Stk.
450373	Blutentnahmeset + Halter	23G x 3/4" Schlauchlänge: 19cm	24 Stk.	240 Stk.
450375	Blutentnahmeset + Halter	25G x 3/4" Schlauchlänge: 19cm	24 Stk.	240 Stk.
Blutentnahmesets + Blutkulturhalter (steril)				
450186	Blutentnahmeset + Blutkulturhalter	21G x 3/4" Schlauchlänge: 19cm	24 Stk.	240 Stk.



Sicherheitsblutentnahmesets

Sicherheitsblutentnahmesets gibt es in vier unterschiedlichen Verpackungsvariationen, entweder mit oder ohne Luer-Adapter bzw. in einer kompletten Version mit Luer-Adapter und Röhrchenhalter. Neu sind Sicherheitsblutentnahmesets mit bereits vormontiertem Halter für die Entnahme von Blutkulturen.

Art. Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackung	
			Innen	Außen
Sicherheitsblutentnahme / Infusions Sets (steril)				
450090	Sicherheitsblutentnahme / Infusions Set	25G x 3/4" Schlauchlänge: 19cm	50 Stk.	1000 Stk.
450091	Sicherheitsblutentnahme / Infusions Set	21G x 3/4" Schlauchlänge: 19cm	50 Stk.	1000 Stk.
450092	Sicherheitsblutentnahme / Infusions Set	23G x 3/4" Schlauchlänge: 19cm	50 Stk.	1000 Stk.
Sicherheitsblutentnahmesets + Luer-Adapter (steril)				
450083	Sicherheitsblutentnahmeset + Luer-Adapter	21G x 3/4" Schlauchlänge: 10cm	50 Stk.	1000 Stk.
450081	Sicherheitsblutentnahmeset + Luer-Adapter	21G x 3/4" Schlauchlänge: 19cm	50 Stk.	1000 Stk.
450095	Sicherheitsblutentnahmeset + Luer-Adapter	21G x 3/4" Schlauchlänge: 30cm	50 Stk.	1000 Stk.
450084	Sicherheitsblutentnahmeset + Luer-Adapter	23G x 3/4" Schlauchlänge: 10cm	50 Stk.	1000 Stk.
450082	Sicherheitsblutentnahmeset + Luer-Adapter	23G x 3/4" Schlauchlänge: 19cm	50 Stk.	1000 Stk.
450096	Sicherheitsblutentnahmeset + Luer-Adapter	23G x 3/4" Schlauchlänge: 30cm	50 Stk.	1000 Stk.
450099	Sicherheitsblutentnahmeset + Luer-Adapter	25G x 3/4" Schlauchlänge: 30cm	50 Stk.	1000 Stk.
Sicherheitsblutentnahmesets + Halter (steril)				
450087	Sicherheitsblutentnahmeset + Halter	21G x 3/4" Schlauchlänge: 10cm	24 Stk.	240 Stk.
450085	Sicherheitsblutentnahmeset + Halter	21G x 3/4" Schlauchlänge: 19cm	24 Stk.	240 Stk.
450086	Sicherheitsblutentnahmeset + Halter	23G x 3/4" Schlauchlänge: 19cm	24 Stk.	240 Stk.
450080	Sicherheitsblutentnahmeset + Halter	25G x 3/4" Schlauchlänge: 30cm	24 Stk.	240 Stk.
Sicherheitsblutentnahmesets + Blutkulturhalter (steril)				
450182	Sicherheitsblutentnahmeset + Blutkulturhalter	21G x 3/4" Schlauchlänge: 19cm	24 Stk.	240 Stk.
450183	Sicherheitsblutentnahmeset + Blutkulturhalter	23G x 3/4" Schlauchlänge: 19cm	24 Stk.	240 Stk.
450184	Sicherheitsblutentnahmeset + Blutkulturhalter	21G x 3/4" Schlauchlänge: 30cm	24 Stk.	240 Stk.
450185	Sicherheitsblutentnahmeset + Blutkulturhalter	23G x 3/4" Schlauchlänge: 30cm	24 Stk.	240 Stk.



Blutentnahmekanülen

Blutentnahmekanülen werden vorwiegend für Routineblutentnahmen verwendet. Sie sind ausschließlich zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Die unterschiedlichen Farben der Kanülenschutzhülsen erleichtern die optische Erkennung der einzelnen Typen. So symbolisiert die Farbe gelb beispielsweise eine Nadelstärke von 20 G (0.90 mm), grün bedeutet 21 G (0.80 mm) und schwarz steht für 22 G (0.70 mm). Blutentnahmekanülen werden je Nadelstärke in zwei Längen angeboten: 1" (25 mm) oder 1 1/2" (38 mm).

Art. Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackung		
			Innen	Außen	
Luer-Kanüle / Luer-Adapter (steril)					
411072	Luer-Kanüle, gelb	20G x 1 1/2"	38 x 0.9mm	100 Stk.	2000 Stk.
411073	Luer-Kanüle, grün	21G x 1 1/2"	38 x 0.8mm	100 Stk.	2000 Stk.
411074	Luer-Kanüle, schwarz	22G x 1 1/2"	38 x 0.7mm	100 Stk.	2000 Stk.
450070	VACUETTE ® Luer-Adapter	20G		100 Stk.	2000 Stk.
VACUETTE ® Mehrfachentnahmekanülen (steril)					
450047	VACUETTE ® Mehrfachentnahmekanüle, rosa geeignet für Veterinärbereich	18G x 1"	25 x 1.25mm	100 Stk.	2000 Stk.
450048	VACUETTE ® Mehrfachentnahmekanüle, rosa geeignet für Veterinärbereich	18G x 1 1/2"	38 x 1.25mm	100 Stk.	2000 Stk.
450071	VACUETTE ® Mehrfachentnahmekanüle, schwarz	22G x 1"	25 x 0.7mm	100 Stk.	2000 Stk.
450072	VACUETTE ® Mehrfachentnahmekanüle, grün	21G x 1"	25 x 0.8mm	100 Stk.	2000 Stk.
450073	VACUETTE ® Mehrfachentnahmekanüle, gelb	20G x 1"	25 x 0.9mm	100 Stk.	2000 Stk.
450075	VACUETTE ® Mehrfachentnahmekanüle, schwarz	22G x 1 1/2"	38 x 0.7mm	100 Stk.	2000 Stk.
450076	VACUETTE ® Mehrfachentnahmekanüle, grün	21G x 1 1/2"	38 x 0.8mm	100 Stk.	2000 Stk.
450077	VACUETTE ® Mehrfachentnahmekanüle, gelb	20G x 1 1/2"	38 x 0.9mm	100 Stk.	2000 Stk.
VACUETTE ® Einfachentnahmekanülen (steril, nur für Veterinärgebrauch)					
450068	VACUETTE ® Einfachentnahmekanüle, rosa	18G x 1"	25 x 1.25mm	100 Stk.	2000 Stk.
450069	VACUETTE ® Einfachentnahmekanüle, rosa	18G x 1 1/2"	38 x 1.25mm	100 Stk.	2000 Stk.



VACUETTE® VISIO PLUS Kanülen

Die **VACUETTE**® VISIO PLUS Kanüle mit optischer Punktionskontrolle stellt eine wesentliche Vereinfachung für das Blut entnehmende Personal dar. Die Nadel ist in der Mitte mit einem transparenten Kunststoffteil ausgestattet, der als Sichtfenster dient. Bei erfolgreicher Venenpunktion färbt sich dieser Kunststoffteil durch den einsetzenden Blutfluss rot.

Art. Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackung		
			Innen	Außen	
VACUETTE ® VISIO PLUS Kanülen (steril)					
450040	VACUETTE ® VISIO PLUS Kanüle, grün	21G x 1 1/2"	38 x 0.8mm	100 Stk.	2000 Stk.
450041	VACUETTE ® VISIO PLUS Kanüle, schwarz	22G x 1 1/2"	38 x 0.7mm	100 Stk.	2000 Stk.
450042	VACUETTE ® VISIO PLUS Kanüle, grün	21G x 1"	25 x 0.8mm	100 Stk.	2000 Stk.
450043	VACUETTE ® VISIO PLUS Kanüle, schwarz	22G x 1"	25 x 0.7mm	100 Stk.	2000 Stk.



Entsorgungsboxen

Gebrauchtes Blutentnahmezubehör sollte stets in durchstichsichere Boxen entsorgt werden. Alle auf dieser Seite angebotenen Boxen eignen sich für die kontaminationssichere Entsorgung von spitzen, scharfen und gefährlichen Gegenständen. Das Sortiment umfasst Boxen unterschiedlicher Größen von 0.6 Liter bis 50 Liter.

Art. Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackung	
			Innen	Außen
Entsorgungsboxen				
450330	Minicompact	0.6 Liter	1 Stk.	150 Stk.
450331	Minicompact	1.0 Liter	1 Stk.	150 Stk.
450332	Biocompact	1.8 Liter	1 Stk.	30 Stk.
450333	Biocompact	3.0 Liter	1 Stk.	30 Stk.
450334	Biocompact	5.0 Liter	1 Stk.	30 Stk.
450335	Biocompact	10 Liter	1 Stk.	30 Stk.
450338	Biogrip	30 Liter	1 Stk.	1 Stk.
450339	Biogrip	50 Liter	1 Stk.	1 Stk.
Zubehör				
450340	Minicompact Tischhalterung, für 0.6 L und 1 L Minicompact Boxen		1 Stk.	1 Stk.
450341	Biocompact Tischhalterung, für 1.8 L und 3 L Biocompact Boxen		1 Stk.	1 Stk.
450342	Biocompact Allzweckhalterung, für 1.8 L, 3 L, 5L und 10 L Biocompact Boxen		1 Stk.	1 Stk.
450343	Blutentnahmetablett, für 0.6 L, 1 L, 1.8 L und 3 L Boxen		1 Stk.	1 Stk.



Snap Caps

Die Kappen dienen zum Wiederverschließen von zuvor geöffneten **VACUETTE®** Röhrrchen. Snap Caps sind nur für **VACUETTE®** Röhrrchen mit 13mm Durchmesser erhältlich.

Art. Nr.	Kappen Farbe	Beschreibung	Verpackung	
			Innen	Außen
371516	weiß	Schraubkappe zum Wiederverschließen von 13mm Röhrrchen	1000 Stk.	5000 Stk.
371517	grün	Schraubkappe zum Wiederverschließen von 13mm Röhrrchen	1000 Stk.	5000 Stk.
371518	gelb	Schraubkappe zum Wiederverschließen von 13mm Röhrrchen	1000 Stk.	5000 Stk.
371519	royalblau	Schraubkappe zum Wiederverschließen von 13mm Röhrrchen	1000 Stk.	5000 Stk.
371522	rot	Schraubkappe zum Wiederverschließen von 13mm Röhrrchen	1000 Stk.	5000 Stk.
371523	lila	Schraubkappe zum Wiederverschließen von 13mm Röhrrchen	1000 Stk.	5000 Stk.
371527	rosa	Schraubkappe zum Wiederverschließen von 13mm Röhrrchen	1000 Stk.	5000 Stk.



Sonstiges Zubehör

Sonstiges Zubehör wie beispielsweise Venenstauer und VacuDrop runden das **VACUETTE®** Blutentnahme-Sortiment ab.

Art. Nr.	Beschreibung	Verpackung	
		Innen	Außen
458815	VacuDrop	300 Stk.	3000 Stk.
840050	VACUETTE® Venenstauer (latex-frei)	1 Stk.	500 Stk.
840051	VACUETTE® Kindervenensstauer (latex-frei)	1 Stk.	500 Stk.
840053	VACUETTE® Einwegvenensstauer (latex-frei)	1 Rolle/25 Stk.	100 Rollen
459000	Aliquotierröhrrchen mit weißer Sicherheitsschraubkappe 13x75, PP, nicht montiert	1500 Röhrrchen/Kappen	
459001	Aliquotierröhrrchen mit oranger Sicherheitsschraubkappe 13x75, PP, nicht montiert	1500 Röhrrchen/Kappen	
458710	VACUETTE® ID Snap Ring, Starter Kit (enthält alle 5 Farben)	500 Stk.	3000 Stk.
458711	VACUETTE® ID Snap Ring, orange	500 Stk.	4000 Stk.
458712	VACUETTE® ID Snap Ring, grün	500 Stk.	4000 Stk.
458713	VACUETTE® ID Snap Ring, rosa	500 Stk.	4000 Stk.
458714	VACUETTE® ID Snap Ring, hellblau	500 Stk.	4000 Stk.
458715	VACUETTE® ID Snap-Rings, grau	500 Stk.	4000 Stk.



Entkappungsgeräte

Die **VACUETTE®** Entkappungsgeräte öffnen rasch und sicher **VACUETTE®** Blutentnahmeröhrrchen je nach Version entweder direkt im Analysen-Rack oder nach dem vorherigen Einsetzen der Röhrrchen in eine Adaptorenkette. Das zeitaufwändige Sortieren der Röhrrchen vor dem Entkappen entfällt, da die UNICAP Geräte in einem Arbeitsgang unterschiedliche Röhrrchentypen öffnen.

Art. Nr.	Beschreibung	Verpackung	
		Innen	Außen
855900	VACUETTE® UNICAP Entkappungsgerät für Roche / Hitachi Racks	1 Stk.	1 Stk.
855901	VACUETTE® UNICAP Entkappungsgerät für Tecan Racks	1 Stk.	1 Stk.
855902	VACUETTE® UNICAP Entkappungsgerät für Bayer Advia Racks	1 Stk.	1 Stk.
855903	VACUETTE® UNICAP Entkappungsgerät für Olympus Racks	1 Stk.	1 Stk.
855904	VACUETTE® UNICAP Entkappungsgerät (mit Gurt-Adapter für die Zuführung der Röhrrchen)	1 Stk.	1 Stk.
855905	VACUETTE® UNICAP Entkappungsgerät für Sysmex / Iris / Menarini	1 Stk.	1 Stk.
Zubehör			
855907	VACUETTE® UNICAP Gurt Adapter 100 mm (grau)	40 Stk.	
855908	VACUETTE® UNICAP Gurt Adapter 75 mm (anthrazit)	40 Stk.	



VACUETTE® Transportlinie

Die **VACUETTE®** Transportlinie ermöglicht den sicheren Transport von diagnostischen Proben von der Blutentnahme bis hin zur Analyse im Labor.

Die Transportsysteme (Röhrchen + VTB + Versandkarton bzw. Röhrchen + VTC + Versandkarton) sind nach ADR/RID Verpackungsanweisung P650 geprüft und zertifiziert.

Art. Nr.	Beschreibung	Verpackung	
		Innen	Außen
VACUETTE® Transportboxen (VTB)			
472001	VACUETTE® Transportbox (VTB) inkl. Schaumstoffeinsatz für 40 Röhrchen <u>inkl.</u> Transportkarton HK0190	–	10 Stk.
472040	VACUETTE® Transport Box (VTB) inkl. Schaumstoffeinsatz für 40 Röhrchen <u>ohne</u> Transportkarton HK0190	–	10 Stk.
472010	Schaumstoffeinsatz gelb für VACUETTE® Transportbox (VTB) für 40 Röhrchen	–	10 Stk.
HK0190	Transportkarton für 1Stk. VACUETTE® Transportbox (VTB)	–	10 Stk.
472016	Kühlakku für VACUETTE® Transportbox (VTB), hellblau L220 x B120 x H11mm	1	52 Stk.
472011	GBO Rack für Blutentnahmeröhrchen	1	100 Stk.
VACUETTE® Transportcontainer (VTC)			
800105	VACUETTE® Transportcontainer (VTC) inkl. Schaumstoffeinsatz für 12 Röhrchen <u>inkl.</u> Transportkarton HK0259	–	12 Stk.
800110	VACUETTE® Transportcontainer (VTC) inkl. Schaumstoffeinsatz für 12 Röhrchen <u>ohne</u> Transportkarton HK0259	–	12 Stk.
800101	Schaumstoffeinsatz für VACUETTE® Transportcontainer (VTC) für 12 Röhrchen	–	20 Stk.
HK0259	Transportkarton für 1Stk. VACUETTE® Transportcontainer (VTC)	–	10 Stk.
472017	Kühlakku für VACUETTE® Transportcontainer (VTC), hellblau, Ø 90mm	1	300 Stk.
472015	Saugfähige Einlage für VACUETTE® Transportbox (VTB) und VACUETTE® Transportcontainer (VTC)	–	100 Stk.
VACUETTE® Transporttubes (VTT)			
228270	VACUETTE® Transporttube (VTT) für 1 Röhrchen (Kappe nicht montiert)	–	500 Stk.
228271	VACUETTE® Transporttube (VTT) für 1 Röhrchen inkl. saugfähiger Einlage (Kappe nicht montiert)	–	500 Stk.
209070	Saugfähige Einlage für VACUETTE® Transporttube (VTT)	–	50 Stk.



Zubehör Transportlinie

Die Transporttaschen dienen als Umverpackung für den bequemen Transport von einem bzw. mehreren **VACUETTE®** Transportboxen oder Containern. Die Transporttaschen bestehen aus isothermischem Material und sind deshalb auch für die Kühlung von Proben geeignet. Die Taschen sind mit einem separaten Fach für Begleitpapiere und Kühlakku ausgestattet. Die ThermoScan Temperaturüberwachungseinheit ermöglicht eine Überwachung der Kühlkette über einen längeren Zeitraum.

Art. Nr.	Beschreibung	Verpackung
472020	Tragetasche (Isotherm), klein, dunkelblau, für 1 Stk. VACUETTE® Transportbox (VTB)	1 Stk.
472022	Tragetasche (Isotherm), klein, dunkelblau, für 1 Stk. VACUETTE® Transportcontainer (VTC)	1 Stk.
472023	Tragetasche (Isotherm), mittel, dunkelblau, für 3 Stk. VACUETTE® Transportboxen (VTB)	1 Stk.
472024	Tragetasche (Isotherm), groß, dunkelblau, für 4 Stk. VACUETTE® Transportboxen (VTB)	1 Stk.
Etiketten VACUETTE® Transportlinie		
HE4723	Etikett "UN 3373"	10 Stk.
ThermoScan Temperaturüberwachungseinheit VACUETTE® Transportlinie		
472200	ThermoScan <u>ohne</u> Kalibrierungszertifikat (2x Logger, 1x Reader, 1x Software)	1 Stk.
472201	ThermoScan <u>mit</u> Kalibrierungszertifikat (2x Logger, 1x Reader, 1x Software)	1 Stk.
472202	Temperaturlogger für ThermoScan (<u>ohne</u> Kalibrierungszertifikat)	1 Stk.
472203	Temperaturlogger für ThermoScan (<u>mit</u> Kalibrierungszertifikat)	1 Stk.
472204	Clips für Temperaturlogger, schwarz (Ersatzteil)	10 Stk.



Österreich (Firmenzentrale)

Greiner Bio-One GmbH
Tel (+43) 75 83 67 91-0
Fax (+43) 75 83 63 18
E-Mail office@at.gbo.com

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.gbo.com/preanalytics oder kontaktieren Sie uns:

Ägypten

Greiner Bio-One Middle East
Tel (+20) 26 21 87 06
Fax (+20) 26 21 87 08
E-Mail hisham.ouda@gbo.com

Frankreich

Greiner Bio-One SAS
Tel (+33) 1 69 86 25 50
Fax (+33) 1 69 86 25 36
E-Mail office@fr.gbo.com

Niederlande

Greiner Bio-One B.V.
Tel (+31) 1 72 42 09 00
Fax (+31) 1 72 44 38 01
E-Mail info@nl.gbo.com

Thailand

Greiner Bio-One Thailand Ltd
Tel (+66) 3 84 65 63-30
Fax (+66) 3 84 65 63-6
E-Mail office@th.gbo.com

Brasilien

Greiner Bio-One Brasil
Tel (+55) 19 34 68 96 00
Fax (+55) 19 34 68 96 21
E-Mail office@br.gbo.com

Großbritannien

Greiner Bio-One Ltd.
Tel (+44) 14 53 82 52 55
Fax (+44) 14 53 82 62 66
E-Mail info@uk.gbo.com

Schweiz

Greiner Bio-One VACUETTE
Schweiz GmbH
Tel (+41) 7 12 28 55 22
Fax (+41) 7 12 28 55 21
E-Mail office@ch.gbo.com

Ungarn

Greiner Bio-One Hungary Kft.
Tel (+36) 96 21 30 88
Fax (+36) 96 21 31 98
E-Mail office@hu.gbo.com

Deutschland

Greiner Bio-One GmbH
Tel (+49) 201 861 86-0
Fax (+49) 201 861 86-12
E-Mail office@de.gbo.com

Indien

Greiner Bio-One (India) Pvt. Ltd.
Tel (+91) 120 456 8787
Fax (+91) 120 456 8788
E-Mail info@gboindia.com

Spanien

VACUETTE Espana S.A.
Tel (+34) 91 652 77 07
Fax (+34) 91 652 33 35
E-Mail info@vacuette.es

USA

Greiner Bio-One North America Inc.
Tel (+1) 70 42 61 78 00
Fax (+1) 70 42 61 78 99
E-Mail info@us.gbo.com