

VACUETTE® QUICKSHIELD Corps de pompe de sécurité & Accessoires

Art. n°	Description	Conditionnement	
		intérieur	extérieur
VACUETTE® Corps de pompe de sécurité QUICKSHIELD			
450230	VACUETTE® Corps de pompe de sécurité QUICKSHIELD	50 pcs.	1000 pcs.
450238	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete 21G x 1", stérile Corps de pompe de sécurité & Aiguilles VACUETTE® multi-échantillons sachet stérile	30 pcs.	300 pcs.
450237	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete 21G x 1 1/2", stérile Corps de pompe de sécurité & Aiguilles VACUETTE® multi-échantillons sachet stérile	30 pcs.	300 pcs.
450234	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete 22G x 1", stérile Corps de pompe de sécurité & Aiguilles VACUETTE® multi-échantillons sachet stérile	30 pcs.	300 pcs.
450206	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete 22G x 1 1/2", stérile Corps de pompe de sécurité & Aiguilles VACUETTE® multi-échantillons sachet stérile	30 pcs.	300 pcs.
450235	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS 21G x 1", stérile Corps de pompe de sécurité & Aiguilles VACUETTE® VISIO PLUS sachet stérile	30 pcs.	300 pcs.
450239	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS 21G x 1 1/2", stérile Corps de pompe de sécurité & Aiguilles VACUETTE® VISIO PLUS sachet stérile	30 pcs.	300 pcs.
450226	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS 22G x 1", stérile Corps de pompe de sécurité & Aiguilles VACUETTE® VISIO PLUS sachet stérile	30 pcs.	300 pcs.
450228	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS 22G x 1 1/2", stérile Corps de pompe de sécurité & Aiguilles VACUETTE® VISIO PLUS sachet stérile	30 pcs.	300 pcs.
VACUETTE® Aiguilles multi-échantillons (stérile)			
450047	VACUETTE® Aiguilles multi-échantillons, rose 18G x 1" 1.25 x 25mm	100 pcs.	2000 pcs.
450048	VACUETTE® Aiguilles multi-échantillons, rose 18G x 1 1/2" 1.25 x 38mm	100 pcs.	2000 pcs.
450071	VACUETTE® Aiguilles multi-échantillons, noir 22G x 1" 0.7 x 25mm	100 pcs.	2000 pcs.
450072	VACUETTE® Aiguilles multi-échantillons, vert 21G x 1" 0.8 x 25mm	100 pcs.	2000 pcs.
450073	VACUETTE® Aiguilles multi-échantillons, jaune 20G x 1" 0.9 x 25mm	100 pcs.	2000 pcs.
450075	VACUETTE® Aiguilles multi-échantillons, noir 22G x 1 1/2" 0.7 x 38mm	100 pcs.	2000 pcs.
450076	VACUETTE® Aiguilles multi-échantillons, vert 21G x 1 1/2" 0.8 x 38mm	100 pcs.	2000 pcs.
450077	VACUETTE® Aiguilles multi-échantillons, jaune 20G x 1 1/2" 0.9 x 38mm	100 pcs.	2000 pcs.
Aiguilles VACUETTE® VISIO PLUS (stérile)			
450040	Aiguilles VACUETTE® VISIO PLUS, vert 21G x 1 1/2" 0.8 x 38mm	100 pcs.	2000 pcs.
450041	Aiguilles VACUETTE® VISIO PLUS, noir 22G x 1 1/2" 0.7 x 38mm	100 pcs.	2000 pcs.
450042	Aiguilles VACUETTE® VISIO PLUS, vert 21G x 1" 0.8 x 25mm	100 pcs.	2000 pcs.
450043	Aiguilles VACUETTE® VISIO PLUS, noir 22G x 1" 0.7 x 25mm	100 pcs.	2000 pcs.

Ces produits ne contiennent aucun composant en latex naturel.

Your **Power** for Health



Your **Power** for Health



Pour de plus amples informations, veuillez visiter notre site www.gbo.com/preanalytics ou nous contacter :

Autriche (siège)

Greiner Bio-One GmbH
Tél. (+43) 75 83 67 91-0
Fax (+43) 75 83 63 18
E-Mail office@at.gbo.com

Egypte

Greiner Bio-One Middle East
Tél. (+20) 26 21 87 06
Fax (+20) 26 21 87 08
E-Mail hisham.ouda@gbo.com

Hongrie

Greiner Bio-One Hungary Kft.
Tél. (+36) 96 21 30 88
Fax (+36) 96 21 31 98
E-Mail office@hu.gbo.com

Suisse

Greiner Bio-One VACUETTE
Schweiz GmbH
Tél. (+41) 7 12 28 55 22
Fax (+41) 7 12 28 55 21
E-Mail office@ch.gbo.com

Allemagne

Greiner Bio-One GmbH
Tél. (+49) 2 01 861 86-0
Fax (+49) 2 01 861 86-12
E-Mail office@de.gbo.com

Espagne

VACUETTE Espana S.A.
Tél. (+34) 91 652 77 07
Fax (+34) 91 652 33 35
E-Mail info@vacuette.es

l'Inde

Greiner Bio-One (India) Pvt. Ltd.
Tél. (+91) 120 456 8787
Fax (+91) 120 456 8788
E-Mail info@gboindia.com

Thaïlande

Greiner Bio-One Thailand Ltd
Tél. (+66) 3 84 65 63-30
Fax (+66) 3 84 65 63-6
E-Mail office@th.gbo.com

Brésil

Greiner Bio-One Brasil
Tél. (+55) 19 34 68 96 00
Fax (+55) 19 34 68 96 21
E-Mail office@br.gbo.com

Etats-Unis

Greiner Bio-One North America Inc.
Tél. (+1) 70 42 61 78 00
Fax (+1) 70 42 61 78 99
E-Mail info@us.gbo.com

Pays-Bas

Greiner Bio-One B.V.
Tél. (+31) 1 72 42 09 00
Fax (+31) 1 72 44 38 01
E-Mail info@nl.gbo.com

Chine

Greiner Bio-One Suns Co., Ltd.
Tél. (+86) 10 83 55 19 91
Fax (+86) 10 63 56 69 00
E-Mail office@cn.gbo.com

France

Greiner Bio-One SAS
Tél. (+33) 1 69 86 25 50
Fax (+33) 1 69 86 25 36
E-Mail office@fr.gbo.com

Royaume-Uni

Greiner Bio-One Ltd.
Tél. (+44) 14 53 82 52 55
Fax (+44) 14 53 82 62 66
E-Mail info@uk.gbo.com



VACUETTE®
QUICKSHIELD Corps
de pompe sécurité


Nos innovations
pour votre sécurité

Corps de pompe de sécurité **VACUETTE® QUICKSHIELD**

Le corps de pompe de sécurité est particulièrement adapté aux tâches routinières quotidiennes de prélèvement sanguin. Sans aucun geste supplémentaire de la technique quotidienne, le corps de pompe protège des risques d'exposition au sang.



VACUETTE® QUICKSHIELD
Corps de pompe de sécurité
Son design ergonomique assure une meilleure prise en main.



Avec une forme spéciale pour une ponction indolore. Grâce à la compatibilité parfaite des aiguilles avec le corps de pompe, la „pointe d'aiguille orientée“ se trouve toujours dans la bonne position pour un prélèvement facilité.

- Activation de la sécurité à l'aide d'une surface d'appui fixe.
- Particulièrement facile à utiliser grâce à l'activation d'une seule main.
- Le point d'orientation du biseau sur l'aiguille permet à l'utilisateur de positionner le corps de pompe de façon optimale pour la ponction veineuse.
- Pour une utilisation exclusive avec les aiguilles multi-échantillons **VACUETTE®** ou avec les aiguilles **VISIO PLUS VACUETTE®**.
- Aucune modification de la technique de prélèvement.
- Produit sécurité car la main du préleveur reste toujours loin de l'aiguille souillée.
- La fixation du bouclier permet une position stable et identique lors de la ponction.
- La mise en sécurité est définitive lors à l'activation du « clic » sonore.



VACUETTE® QUICKSHIELD Complete / Complete PLUS

VACUETTE® QUICKSHIELD Complete = la solution tout en un.

VACUETTE® QUICKSHIELD Complete
(Corps de pompe sécurité et aiguilles multi-échantillon **VACUETTE®** = solution stérile)

- Aiguille pré-montée avec corps de pompe dans un sachet unitaire stérile.
- Pas besoin de visser l'aiguille.
- Solution pratique et complète pour gagner du temps.
- Manipulation optimisée.



VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS
(corps de pompe de sécurité + aiguilles **VISIO PLUS VACUETTE®** => Solution stérile)

- Aiguille pré-montée avec corps de pompe dans un sachet unitaire stérile.
- Fenêtre transparente pour un contrôle du retour sanguin veineux.
- Pas besoin de visser l'aiguille.
- Solution pratique complète pour gagner du temps.
- Manipulation est optimisée.



Notice d'utilisation *



1** Visser l'aiguille



2 Retirer le capuchon



3 Ponction veineuse



4 Insérer le tube en le tenant à l'embase



5 Retirer le tube



6 Activation du mécanisme de sécurité



7 Activer la mise en sécurité jusqu'au « clic » sonore



8 Élimination

* Vous trouverez l'intégralité de la procédure de prélèvement sanguin dans la notice d'emploi.

** Étape inutile avec QUICKSHIELD Complete & Complete PLUS.