

Your **Power** for Health



Your **Power** for Health



Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite www.gbo.com/preanalytics oder kontaktieren Sie uns:

Österreich (Firmenzentrale)

Greiner Bio-One GmbH
Tel (+43) 75 83 67 91-0
Fax (+43) 75 83 63 18
E-Mail office@at.gbo.com

Deutschland

Greiner Bio-One GmbH
Tel (+49) 201 861 86-0
Fax (+49) 201 861 86-12
E-Mail office@de.gbo.com

Niederlande

Greiner Bio-One B.V.
Tel (+31) 1 72 42 09 00
Fax (+31) 1 72 44 38 01
E-Mail info@nl.gbo.com

Thailand

Greiner Bio-One Thailand Ltd
Tel (+66) 3 84 65 63-30
Fax (+66) 3 84 65 63-6
E-Mail office@th.gbo.com

Ägypten

Greiner Bio-One Middle East
Tel (+20) 26 21 87 06
Fax (+20) 26 21 87 08
E-Mail hisham.ouda@gbo.com

Frankreich

Greiner Bio-One SAS
Tel (+33) 1 69 86 25 25
Fax (+33) 1 69 86 25 92
E-Mail office@fr.gbo.com

Schweiz

Greiner Bio-One VACUETTE
Schweiz GmbH
Tel (+41) 7 12 28 55 22
Fax (+41) 7 12 28 55 21
E-Mail office@ch.gbo.com

Ungarn

Greiner Bio-One Hungary Kft.
Tel (+36) 96 21 30 88
Fax (+36) 96 21 31 98
E-Mail office@hu.gbo.com

Brasilien

Greiner Bio-One Brasil
Tel (+55) 19 34 68 96 00
Fax (+55) 19 34 68 96 21
E-Mail office@br.gbo.com

Großbritannien

Greiner Bio-One Ltd.
Tel (+44) 14 53 82 52 55
Fax (+44) 14 53 82 62 66
E-Mail info@uk.gbo.com

Spanien

VACUETTE Espana S. A.
Tel (+34) 91 652 77 07
Fax (+34) 91 652 33 35
E-Mail info@vacuette.es

USA

Greiner Bio-One North America Inc.
Tel (+1) 70 42 61 78 00
Fax (+1) 70 42 61 78 99
E-Mail info@us.gbo.com

980185 Rev. 01 12.10 d



VACUETTE® VISIO PLUS Kanüle

Nichts für Leute, die kein Blut sehen können

VACUETTE® VISIO PLUS Kanüle

Die VACUETTE® VISIO PLUS Kanüle mit optischer Punktionskontrolle stellt eine wesentliche Vereinfachung für das Blut entnehmende Personal dar.

Die Nadel ist in der Mitte mit einem transparenten Kunststoffteil ausgestattet, der als Sichtfenster dient.

Bei erfolgreicher Venenpunktion färbt sich dieser Kunststoffteil durch den einsetzenden Blutfluss rot.

Die VACUETTE® VISIO PLUS Kanüle gewährleistet eine sichere und für den Patienten weitestgehend schonende Blutentnahme. Das Auffinden des Venenlumens wird durch die optische Punktionskontrolle im Sichtfenster deutlich einfacher.

Das für den Patienten mitunter schmerzhaft Bewegungen der Kanüle im Einstichkanal kann dank der VISIO PLUS-Punktionshilfe vermieden werden.

Der spezielle Facettenschliff der Nadelspitze erleichtert die Durchdringung des Gewebes.

Optisch unterscheiden sich die VACUETTE® VISIO PLUS Kanülen durch transparente Nadelschutzhülsen von den VACUETTE® Standard Kanülen.

VISIO PLUS – die Innovation von Greiner Bio-One in Sachen Punktionsicherheit.

Art.Nr.	Bezeichnung	Größe	Verpackung Box/Karton
450040	VACUETTE® VISIO PLUS Kanüle grün, steril	0,8 x 38 mm / 21G x 1 ½"	100 Stk./2000 Stk.
450041	VACUETTE® VISIO PLUS Kanüle schwarz, steril	0,7 x 38 mm / 22G x 1 ½"	100 Stk./2000 Stk.
450042	VACUETTE® VISIO PLUS Kanüle grün, steril	0,8 x 25 mm / 21G x 1"	100 Stk./2000 Stk.
450043	VACUETTE® VISIO PLUS Kanüle schwarz, steril	0,7 x 25 mm / 22G x 1"	100 Stk./2000 Stk.
450235	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS, steril, einzelverpackt <small>Sicherheitsröhrchenhalter & VACUETTE® VISIO PLUS Kanülen Kombiprodukt</small>	0,8 x 25 mm / 21G x 1"	30 Stk./300 Stk.
450239	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS, steril, einzelverpackt <small>Sicherheitsröhrchenhalter & VACUETTE® VISIO PLUS Kanülen Kombiprodukt</small>	0,8 x 38 mm / 21G x 1 1/2"	30 Stk./300 Stk.
450226	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS, steril, einzelverpackt <small>Sicherheitsröhrchenhalter & VACUETTE® VISIO PLUS Kanülen Kombiprodukt</small>	0,7 x 25 mm / 22G x 1"	30 Stk./300 Stk.
450228	VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS, steril, einzelverpackt <small>Sicherheitsröhrchenhalter & VACUETTE® VISIO PLUS Kanülen Kombiprodukt</small>	0,7 x 38 mm / 22G x 1 1/2"	30 Stk./300 Stk.

Der spezielle Facettenschliff der Nadelspitze erleichtert die Durchdringung des Gewebes.



Das Sichtfenster aus transparentem Kunststoff ermöglicht die optische Kontrolle des Blutflusses.

VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS

Einfach praktisch.

Der VACUETTE® QUICKSHIELD Sicherheitsröhrchenhalter ist besonders für die tägliche Blutentnahmeroutine geeignet. Ohne Änderung der Entnahmetechnik bietet der Halter Schutz vor Nadelstichverletzungen.

Als Kombiprodukt mit der VACUETTE® VISIO PLUS Kanüle bietet der VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS Sicherheitsröhrchenhalter folgende Features:

- Vormontierte Kanüle samt Halter in steriler Blisterverpackung.
- Transparentes Kanülsichtfenster für visuelle Punktionskontrolle.
- Das Einschrauben der Kanüle entfällt.
- Die praktische Komplettlösung spart Zeit.
- Die Handhabung wird optimiert.

Sicheres Verschließen durch die Schutzkappe

